


Anleitung zur Patientenpositionierung

Zu weit außen


(Für **optomap**-Ausrichtung)



Richtige Positionierung

Tipp: Bewegen Sie sich nicht und schauen Sie auf die Mitte der Markierung. Halten Sie beide Augen weit geöffnet.

(Für **optomap**. OCT verwendet nur die Mitte des Musters.)



Zu nahe

(Für **optomap**-Ausrichtung)



Hinweis: In manchen Fällen kann der Bediener sich für eine Aufnahme entscheiden, wenn Sie am blauen oder roten Ziel positioniert sind oder wenn nur die Mitte sichtbar ist. Bei OCT-Aufnahmen kann der Bediener sich für eine Aufnahme entscheiden, wenn Sie leicht von der Mitte versetzt positioniert sind.

Silverstone
SS OCT



Optos Inc
Tel: 800-854-3039
usinfo@optos.com

Optos plc
Tel: +44 (0) 1383 843 300
ics@optos.com

Optos Australien
Tel: +61 8 8444 6500
auinfo@optos.com

Teilenummer: GA-00372/2GER

Copyright 2019, Optos plc. Alle Rechte vorbehalten.

Deutsch (German)